

## КДЛ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 МСЧ ГУВД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### Отзыв о приборе URiСКАН-про

Мочевой анализатор URiСКАН-про установлен и введен в эксплуатацию 01.06.16.

За период с 01.06.16 по 29.07.16 г на анализаторе URiСКАН-про было выполнено 13000 исследований образцов мочи.

Анализатор URiСКАН-про легко справляется с потоком 300 анализов в день, имеет простое русифицированное меню, удобен и неприхотлив в работе.

URiСКАН-про работает на тест-полосках Uriscan Gen 11, которые оценивают исследуемую мочу по 11 параметрам ( эритроциты, лейкоциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, белок, нитриты, глюкоза, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH ) и дополнительное автоматическое определение цвета и мутности.

Ранее исследования проводили на мочевом анализаторе Clinitec 500.

URiСКАН-про — это современный анализатор высокого класса, который можно порекомендовать в лаборатории с потоком до 500 исследований в день!

Зав. КДЛ Станислав Евгеньевич.



08.08.16