

Boule 3PD Hematology Control

CONTROL

IVD

РУ ФСЗ 2008/02770 от 21 Июля 2016 г.

Стабильность открытого флакона: 14 дней

4.5 mL

Tri-Level	31803-8K	2018-08-07
Low	31803-51	2018-08-09
Normal	31803-54	2018-08-09
High	31803-53	2018-08-07

CONTROL	Low
LOT	31803-51

CONTROL	Normal
LOT	31803-54

CONTROL	High
LOT	31803-53

SWELAB AC 9xx eo+

		Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2,26	0,12
MCV	fL	69,9	7,0
RDW	%	13,5	4,5
Hct	%	15,7	3,0
Plt	10 ⁹ /L	95	15
MPV	fL	10,5	1,5
WBC	10 ⁹ /L	3,2	0,3
Hgb	g/dL	5,6	0,3
MCH	pg	24,8	2,0
MCHC	g/dL	35,8	4,0
Lymph#	10 ⁹ /L	1,4	0,4
Mid#	10 ⁹ /L	0,3	0,3
Gran#	10 ⁹ /L	1,4	0,8
Lymph	%	41,5	7,0
Mid	%	13,9	5,0
Gran	%	44,6	7,0

	Mean ²	± Range ³
	4,05	0,18
	81,9	7,0
	11,4	4,5
	33,5	3,5
	253	30
	10,9	1,5
	8,6	0,6
	11,7	0,4
	28,9	2,0
	34,9	4,0
	4,2	0,6
	0,6	0,5
	3,7	1,0
	44,9	5,0
	7,0	5,0
	48,1	5,0

	Mean ²	± Range ³
	4,71	0,22
	87,2	7,0
	11,5	4,5
	41,1	4,0
	544	60
	11,6	1,5
	20,6	1,8
	14,9	0,5
	31,6	2,0
	36,3	4,0
	12,9	1,5
	1,4	1,0
	6,3	2,5
	62,3	5,0
	6,9	5,0
	30,4	5,0

