

# Boule 3PD Hematology Control

CONTROL

IVD

РУ ФСЗ 2008/02770 от 21 Июля 2016 г.

4.5 mL

Стабильность открытого флакона: 14 дней

Tri-Level		31803-8K	2018.08.07
Low		31803-51	2018.08.09
Normal		31803-54	2018.08.09
High		31803-53	2018.08.07

LOW CONTROL		Sysmex KX-21, KX-21N, K-800, K-1000, XP-100, XP-300, почH-100i	
Lot 31803-51			
Parameters		Mean	± Range
WBC	x10 <sup>9</sup> /L	3,2	0,3
Lymph #	x10 <sup>9</sup> /L	1,5	0,5
Mid # (Mxd*)	x10 <sup>9</sup> /L	0,3	0,3
Gran # (Neut*)	x10 <sup>9</sup> /L	1,5	0,8
Lymph	%	47,2	5,0
Mid (Mxd*)	%	5,5	4,0
Gran (Neut*)	%	47,3	5,0
RBC	x10 <sup>12</sup> /L	2,18	0,12
Hgb	g/dL	4,9	0,3
Hct	%	14,7	3,0
MCV	fL	67,5	7,0
MCH	pg	22,5	2,0
MCHC	g/dL	33,3	4,0
RDW-CV	%	12,2	4,5
RDW-SD	fL	33,7	5,7
PLT	x10 <sup>9</sup> /L	73	15
MPV	fL	9,0	1,5
NORMAL CONTROL		Sysmex KX-21, KX-21N, K-800, K-1000, XP-100, XP-300, почH-100i	
Lot 31803-54			
Parameters		Mean	± Range
WBC	x10 <sup>9</sup> /L	8,7	0,6
Lymph #	x10 <sup>9</sup> /L	4,3	0,6
Mid # (Mxd*)	x10 <sup>9</sup> /L	0,8	0,5
Gran # (Neut*)	x10 <sup>9</sup> /L	3,6	1,0
Lymph	%	49,0	5,0
Mid (Mxd*)	%	9,3	4,0
Gran (Neut*)	%	41,7	5,0
RBC	x10 <sup>12</sup> /L	4,02	0,18
Hgb	g/dL	11,8	0,4
Hct	%	32,3	3,5
MCV	fL	80,4	7,0
MCH	pg	29,4	2,0
MCHC	g/dL	36,5	4,0
RDW-CV	%	10,5	4,5
RDW-SD	fL	35,0	5,2
PLT	x10 <sup>9</sup> /L	230	30
MPV	fL	9,1	1,5
HIGH CONTROL		Sysmex KX-21, KX-21N, K-800, K-1000, XP-100, XP-300, почH-100i	
Lot 31803-53			
Parameters		Mean	± Range
WBC	x10 <sup>9</sup> /L	20,9	1,8
Lymph #	x10 <sup>9</sup> /L	13,0	1,5
Mid # (Mxd*)	x10 <sup>9</sup> /L	1,8	1,0
Gran # (Neut*)	x10 <sup>9</sup> /L	6,1	2,5
Lymph	%	62,0	5,0
Mid (Mxd*)	%	8,8	4,0
Gran (Neut*)	%	29,2	5,0
RBC	x10 <sup>12</sup> /L	4,69	0,22
Hgb	g/dL	15,3	0,5
Hct	%	40,6	4,0
MCV	fL	86,5	7,0
MCH	pg	32,6	2,0
MCHC	g/dL	37,7	4,0
RDW-CV	%	11,2	4,5
RDW-SD	fL	37,7	4,8
PLT	x10 <sup>9</sup> /L	525	60
MPV	fL	9,4	1,5

