

CONTROL

Boule 3PD Hematology Control

IVD

РУ ФСЗ 2008/02770 от 21 Июля 2016 г.

4,5 mL

Стабильность открытого флакона: 14 дней

Tri-Level	31806-5K	2018-11-06
Low	31806-51	2018-11-08
Normal	31806-52	2018-11-06
High	31806-53	2018-11-08

		Низкий уровень		Нормальный уровень		Высокий уровень	
		31806-51		31806-52		31806-53	
Параметр	Ед.изм-я	Mean ²	± Range ³	Mean ²	± Range ³	Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2,20	0,12	4,00	0,18	4,77	0,22
MCV	fL	70,3	7,0	81,2	7,0	87,5	7,0
RDW	%	14,9	4,5	12,2	4,5	12,1	4,5
Hct	%	15,5	3,0	32,8	3,5	41,8	4,0
Plt	10 ⁹ /L	98	15	252	30	544	60
MPV	fL	11,1	1,5	11,8	1,5	12,5	1,5
WBC	10 ⁹ /L	3,4	0,3	8,5	0,6	20,6	1,8
Hgb	g/dL	5,5	0,3	11,6	0,4	15,2	0,5
MCH	pg	25,0	2,0	29,0	2,0	31,8	2,0
MCHC	g/dL	35,6	4,0	35,4	4,0	36,4	4,0
Lymph#	10 ⁹ /L	1,5	0,4	4,2	0,6	12,8	1,5
Mid#	10 ⁹ /L	0,3	0,3	0,6	0,5	1,4	1,0
Gran#	10 ⁹ /L	1,5	0,8	3,6	1,0	6,3	2,5
Lymph	%	41,5	7,0	44,9	5,0	62,2	5,0
Mid	%	13,9	5,0	7,0	5,0	6,9	5,0
Gran	%	44,6	7,0	48,1	5,0	30,5	5,0

