

Boule 3PD Hematology Control

CONTROL

IVD

ПУ ФСЗ 2008/02770 от 21 Июля 2016 г.

Стабильность открытого флакона: 14 дней

4,5 mL

Tri-Level	31806-8K	2018.11.08
Low	31806-51	2018.11.08
Normal	31806-54	2018.11.08
High	31806-53	2018.11.08

LOW CONTROL		Sysmex KX-21, KX-21N, K-800, K-1000, XP-100, XP-300, поч-100i	
Lot 31806-51		300, поч-100i	
Parameters		Mean	
WBC	x10 ⁹ /L		3,4
Lymph #	x10 ⁹ /L		1,6
Mid # (Mxd*)	x10 ⁹ /L		0,3
Gran # (Neut*)	x10 ⁹ /L		1,6
Lymph	%		46,7
Mid (Mxd*)	%		6,5
Gran (Neut*)	%		46,8
RBC	x10 ¹² /L		2,15
Hgb	g/dL		4,9
Hct	%		14,5
MCV	fL		67,5
MCH	pg		22,8
MCHC	g/dL		33,8
RDW-CV	%		14,1
RDW-SD	fL		37,5
PLT	x10 ⁹ /L		79
MPV	fL		9,6
NORMAL CONTROL		Sysmex KX-21, KX-21N, K-800, K-1000, XP-100, XP-300, поч-100i	
Lot 31806-54		300, поч-100i	
Parameters		Mean	
WBC	x10 ⁹ /L		8,4
Lymph #	x10 ⁹ /L		4,0
Mid # (Mxd*)	x10 ⁹ /L		0,9
Gran # (Neut*)	x10 ⁹ /L		3,5
Lymph	%		48,2
Mid (Mxd*)	%		10,7
Gran (Neut*)	%		41,1
RBC	x10 ¹² /L		4,02
Hgb	g/dL		11,6
Hct	%		31,8
MCV	fL		79,1
MCH	pg		28,9
MCHC	g/dL		36,5
RDW-CV	%		10,5
RDW-SD	fL		34,8
PLT	x10 ⁹ /L		242
MPV	fL		10,0
HIGH CONTROL		Sysmex KX-21, KX-21N, K-800, K-1000, XP-100, XP-300, поч-100i	
Lot 31806-53		300, поч-100i	
Parameters		Mean	
WBC	x10 ⁹ /L		20,8
Lymph #	x10 ⁹ /L		13,0
Mid # (Mxd*)	x10 ⁹ /L		1,8
Gran # (Neut*)	x10 ⁹ /L		6,0
Lymph	%		62,7
Mid (Mxd*)	%		8,5
Gran (Neut*)	%		28,8
RBC	x10 ¹² /L		4,78
Hgb	g/dL		15,6
Hct	%		41,3
MCV	fL		86,5
MCH	pg		32,6
MCHC	g/dL		37,8
RDW-CV	%		12,5
RDW-SD	fL		39,5
PLT	x10 ⁹ /L		548
MPV	fL		10,3